



Завод ЭМА
г. Екатеринбург



Гальванизатор Поток-1
Руководство по эксплуатации
95-00-00РЭ

1 Назначение

1.1 Гальванизатор "Поток-1" предназначен для воздействия постоянным током на организм человека с лечебными и профилактическими целями, а также для проведения лекарственного электрофореза в условиях клиники и стационара

1.2 Вид климатического исполнения - УХЛ4.2 по ГОСТ15150-69.

1.3 По требованиям безопасности аппарат соответствует

ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92 и имеет сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ27.В03541 со сроком действия до 17.12.2001 г. выданный Органом сертификации электрооборудования УЦСМ (620219 г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 2а).

2 Технические данные

Напряжения питающей сети, В 220±10%
Частота, Гц 50/11
Мощность, ВА, не более 11
Максимальный ток в цепи пациента при нагрузке 50±5
500 Ом, МА
Коэффициент пульсации тока в цепи пациента при любом значении тока не превышает, % 0,5
2,5
Масса, кг, не более
Класс защиты от поражения электрическим током II (символ □),
тип ВФ (символ Δ) по ГОСТ Р 50267.0-92
Средний срок службы аппарата, лет, не менее 5

Содержание драгоценных металлов:

золото, г 0,014
серебро, г 0,0343

Содержание цветных металлов:

сплавы латунные, кг 0,062



КОПИЯ ВЕРНА:
специалист РМБУ "КЛСОН"
Алекс. Маслен
86
18
2019

Изменения к РЭ

П. 1.3 изложить в следующей редакции:

1.3 По требованиям безопасности аппарат соответствует ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92 и имеет сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ27.В05054 со сроком действия до 17.12.2004г., выданный органом сертификации электрооборудования ГУ «УРАЛТЕСТ» (г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 2а).

Раздел 11

Заменить обозначение технических условий ТУ64-1-1273-79 на ТУ 9444-00.5-46655261-2001.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие аппарата требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

10.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует аппарат и его части по предъявлении руководства по эксплуатации по адресу:

620028 г. Екатеринбург, Виз-Бульвар, 13, Завод ЭМА, тел. (3432) 58-08-72

11 Свидетельство о приемке, консервации и упаковывании

Гальванизатор "Поток-1", заводской номер 90835, соответствующий ТУ 64-1-1273-79 и признан годным для эксплуатации. Вариант защиты ВЗ-0, вариант упаковки ВУ-4 по ГОСТ 9014-78.

Консервацию и упаковку произвел

Дата изготовления

ФЕВ 2002

Ответственный за приёмку

М.П.

У-19

011-13

ООО "Медтехторг"
Магазин "Медтехника"
г. Абакан, ул. Шетинкина, 70
Тел.: 6-78-59

Дата продажи: 07.07.02

