



ЗАО «БИОСВЯЗЬ»

Комплекс аппаратно- программный

для коррекции расстройств функциональных систем
организма путем преобразования электрофизиологи-
ческих сигналов в звуковые и зрительные сигналы
обратной связи КАПФс-БОС-«Биосвязь» (по ЧСС, ЧД,
ЭЭГ, ЭМГ, КГР, и т.п.)

ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(ТУ 94444-034-25888044-2002)



КОПИЯ ВЕРНА:
специалист РМБУ "КЦСОН"
Антоф Мария
Ф.И.О. Антоф Мария
12 19 Г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2009

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики прибора описаны в паспорте ПБС – БОС, входящем в комплект эксплуатационной документации данного комплекса.

По электробезопасности комплекс относится к изделиям I класса тип ВF по ГОСТ Р 50267.0 и ГОСТ Р МЭК 601-1-1.

Класс защищенности 2Б по ГОСТ Р 51609.

По условиям эксплуатации комплекс соответствует климатическому исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Регистрационное удостоверение № 29/03010402/3932-02

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ.20.В02924

КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Количество (шт.)
1	Преобразователь измерительный биоэлектрических, биомеханических и биотемпературных сигналов организма человека (ПБС-БОС)	1
2	Установочный компакт-диск с программным обеспечением «Кардио 2.1.1.1»	1
3	Руководство пользователя программы «Кардио 2.1.1.1»	1
4	Комплект диск с дополнительными аудио-материалами «Кардио 2.1.1.1»	1
5	Микрофон	1



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7

Гарантийный срок эксплуатации комплекса 24 месяца со дня продажи при соблюдении пользователем правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

По истечении гарантийного срока эксплуатации комплекса пользователь имеет возможность заключить с производителем (ЗАО «Биосвязь») договор на абонементное послегарантийное обслуживание.

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания комплекса обращаться в отдел сервисного обслуживания ЗАО «Биосвязь».

конт. тел. (812) 324-0879
тел./факс (812) 528-0709

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8

Наименование:

Комплекс аппаратно-программный для коррекции расстройств функциональных систем организма путем преобразования электрофизиологических сигналов в звуковые и зрительные сигналы обрточной связи КАПФс-БОС-«Биосвязь» (по ЧСС, ЧД, ЭЭГ, ЭМГ, КГР, и др)

Обозначение:

ТУ 9444-034-25888044-2002

Заводской номер:

116 09 3013

Изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями ГОСТов, ТУ 9444 – 034 – 25888044 – 2002 и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи



ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

КОПИЯ ВЕРНА
специалист РМБХ ЧЕОН
Иван (Иванов)
ИВ. 12

